



Gamme professionnelle

AIRCO CLEAN **Ultrasonics for Cars**

Traitement Désinfectant Climatisation
Bactéricide – Virucide (EN14476)

Propriétés

- **Résultats de Tests EN14476:2013 + A2:2019 : Elimine 99,99% des virus enveloppés en 15 minutes à 20°C sur surfaces contaminées. Inclut tous les coronavirus et le SARS-CoV-2 (COVID-19).**
- Neutralise et élimine la contamination microbienne, les moisissures et les bactéries dans le système de climatisation.
- Elimine les dépôts gras, la poussière et autre encrassement de l'évaporateur du système de climatisation.
- Elimine les mauvaises odeurs et odeurs de nicotine dans le système de climatisation et les prévient pendant une très longue période. Evite les réactions allergiques (éternuements, toux, picotements au niveau des yeux, maux de gorge).
- Grâce à la nébulisation très fine avec le Wynn's Aircomatic®, une dispersion et action optimale sur l'évaporateur sont assurées.
- Laisse une odeur agréable rafraîchissante dans la voiture après le traitement.
- Les agents tensioactifs utilisés sont biodégradables selon la méthode d'essai OECD 301 A-F.
- L'efficacité du produit contre les bactéries et moisissures a été testée selon les normes : NEN-EN 13623 ; NEN-EN 1040; NEN-EN 1275; NEN-EN 1276; NEN-EN 1650; NEN-EN 13697 (surface propre et surface contaminée), pour les micro-organismes suivants : *Legionella pneumophila* (1) ; *Pseudomonas aeruginosa* (2); *Escherichia coli* (3); *Staphylococcus aureus* (4); *Enterococcus hirae* (5); *Candida albicans* (6); *Aspergillus niger* (7).
- L'efficacité de la préparation a été démontrée après un temps de contact de 15 minutes maximales, sauf pour NEN-EN 13697 (surface contaminée) pour laquelle l'effet bactéricide sur (3) et (4) a été démontré après un temps de contact de 60 minutes.

Applications

- ⇒ Tous les systèmes de climatisation dans les voitures, camions et autobus.
- ⇒ Il est recommandé de répéter l'application annuellement.

Caractéristiques

- Aspect : liquide clair
- Densité à 15°C : 0,998 kg/dm³
- Valeur pH : 8,6

Produit Biocide enregistré sous le numéro : 21614

Utilisez les produits biocides avec précaution.

Avant tout utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Mode d'emploi

S'utilise exclusivement avec les matériels AIRCOMATIC 1 – 2 – 3 Consulter les manuels de ces matériels.

Conditionnement

PN 30205 – 12 x 100 ml – EN/FR/DE/ES/IT/NL

Wynn's France SAS – Z.A. EUROPARC – 2, avenue Léonard de Vinci - 33608 PESSAC CEDEX / FRANCE

Tel: 05 57 26 29 00 - Fax: 05 57 26 70 60 – E-mail: contact@wynns.fr – Website: www.wynns.fr

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.